



iAudiogram

Réaliser l'anamnèse d'un patient

Février 2022


Dans iAudiogram,

Il est possible de réaliser l'anamnèse d'un patient

Etape 1

Sélectionner le patient de votre choix et vous verrez apparaître :

- Sa fiche patient
- Les différentes icônes permettant de réaliser les divers actes
- L'historique de vos actions



The screenshot shows the patient profile for Mr. MAXIME Dupont (01/01/2010, 12 ans). Below the profile is a table of hearing test results:

	PTA CA	PTA CO	IA
Droite	-2 dB	- dB	- %
Gauche	-3 dB	- dB	- %

Below the table are five icons: a hearing aid, a Tr icon, a menu icon (highlighted with a red box), a camera, and a document. The activity history below shows a list of actions performed on the patient, grouped by date:

- 23/02/2022
 - Anamnèse | 12:27:52
 - Tr Audiométrie vocale | 12:18:47
 - Anamnèse | 12:07:08
 - Anamnèse | 10:00:03
- 22/02/2022
 - Anamnèse | 13:42:30
- 21/02/2022
 - Otoscopie | 17:03:54
 - Otoscopie | 09:14:52
- 08/02/2022
 - Audiométrie tonale | 18:00:25
 - Tr Audiométrie vocale | 17:46:48
 - Audiométrie tonale | 14:50:37
 - Tr Audiométrie vocale | 14:36:55

Dans iAudiogram, Il est possible de réaliser l'anamnèse d'un patient

Etape 2

L'anamnèse se décompose en quatre sous parties, modifiables en appuyant sur le crayon

- Les *renseignements personnels*
- L'*histoire de la surdité*
- Les *renseignements otologiques*
- Les *antécédents d'ordre général*



Renseignements Personnels

Activité professionnelle : En activité

Renseignements otologiques

Dans iAudiogram, Il est possible de réaliser l'anamnèse d'un patient

Etape 3

Un questionnaire vous permettant de renseigner les différents éléments de l'anamnèse s'ouvre

- Vous pouvez *modifier* ce que vous souhaitez
- N'oubliez pas de cliquer sur *valider* pour sauvegarder les modifications

Ajouter questionnaire

Pensez-vous souffrir d'une baisse d'audition ?

Oui

Non

Depuis combien de temps êtes-vous gêné sur le plan auditif, ou savez-vous que vous avez une perte auditive ?

4

Comment évaluez-vous la gêne globale induite par votre perte auditive

Modérée ▾

Pensez-vous que vous entendez mieux d'une oreille que de l'autre ?

Droite ▾

Depuis combien de temps est-elle meilleure ?

2

Âvez-vous l'impression d'entendre quand même du côté le plus mauvais

Oui

Non

Votre audition est-elle stable ?

Oui

Non

Depuis combien de temps cela évolue-t-il ?

1

Evolution

Evolution lente ▾

Y'a-t-il eu d'après vous un élément déclencheur ?

Oui

Non

Dans iAudiogram, Il est possible de réaliser l'anamnèse d'un patient

Etape 4

Les modifications effectuées s'affichent sur le panel de droite, répertoriant l'historique des modifications pour chaque section. Vous pouvez ensuite:

- *Modifier* une autre partie à l'aide du bouton 
- Visualiser les éléments de chaque section à l'aide des icônes vertes et les sélectionnant
- *Sauvegarder* les données de votre anamnèse

Historique de l'anamnèse



22/02/2022 13:42:30
Changement d'emplois
Exposition au bruit dans le cadre privé
Traumatisme sonore
Changement d'état d'esprit
Changement vie sociale
Perte auditive
Audition instable
Difficultés de compréhension
Difficultés de compréhension
Changement répartition audition
Mauvaise tolérance bruits forts
Première audiométrie réalisée
Apparition d'otite
Perte d'acuité visuelle
Facteurs de risque
Antécédents cardiaques
Surdité syndromique

SAUVEGARDER



iAudiogram

Pour tout renseignement, nous restons à votre écoute



+33 3 26 47 92 46



support@iaudiogram.com