



iAudiogram

Modifier l'anamnèse d'un patient

Février 2022

Dans iAudiogram,

Il est possible de modifier l'anamnèse d'un patient

Etape 1

Afin de *modifier* l'anamnèse d'un patient,

- *Sélectionnez* le patient pour lequel vous souhaitez effectuer la modification
- Une fois choisi, *cliquez* sur l'icone « anamnèse ». L'interface vous permettant de renseigner l'anamnèse s'ouvrira

WALLAERT LAUREN	33	moyenne II
WANONO ruben	34	moyenne I

+ AJOUTER



Dans iAudiogram, Il est possible de modifier l'anamnèse d'un patient

Etape 2

L'anamnèse se compose de 4 sous parties:

Renseignements personnels, Histoire de la surdité, Renseignements otologiques et Antécédents d'ordre général

- *Choisissez* la partie que vous souhaitez modifier
- *Cliquez* sur l'icone « crayon » afin de pouvoir effectuer la modification



Dans iAudiogram, Il est possible de modifier l'anamnèse d'un patient

Etape 3

Un questionnaire vous permettant de renseigner les différents éléments de l'anamnèse s'ouvre

- Vous pouvez *modifier* ce que vous souhaitez
- N'oubliez pas de cliquer sur *valider* pour sauvegarder les modifications

Ajouter questionnaire

Pensez-vous souffrir d'une baisse d'audition ?

Oui

Non

Depuis combien de temps êtes-vous gêné sur le plan auditif, ou savez-vous que vous avez une perte auditive ?

4

Comment évaluez-vous la gêne globale induite par votre perte auditive

Modérée ▾

Pensez-vous que vous entendez mieux d'une oreille que de l'autre ?

Droite ▾

Depuis combien de temps est-elle meilleure ?

2

Âvez-vous l'impression d'entendre quand même du côté le plus mauvais

Oui

Non

Votre audition est-elle stable ?

Oui

Non

Depuis combien de temps cela évolue-t-il ?

1

Evolution

Evolution lente ▾

Y'a-t'il eu d'après vous un élément déclencheur ?

Oui

Non

ANNULER VALIDER

Dans iAudiogram, Il est possible de modifier l'anamnèse d'un patient

Etape 4

Les modifications effectuées s'affichent sur le panel de droite, répertoriant l'historique des modifications pour chaque section. Vous pouvez ensuite:

- *Modifier* une autre partie en procédant de la même manière
- Cliquez sur *sauvegarder* lorsque votre anamnèse est mise à jour

Historique de l'anamnèse



22/02/2022 13:42:30
Changement d'emploi
Exposition au bruit dans le cadre privé
Traumatisme sonore
Changement d'état d'esprit
Changement vie sociale
Perte auditive
Audition instable
Difficultés de compréhension
Difficultés de compréhension
Changement répartition audition
Mauvaise tolérance bruits forts
Première audiométrie réalisée
Apparition d'otite
Perte d'acuité visuelle
Facteurs de risque
Antécédents cardiaques
Surdité syndromique

SAUVEGARDER



iAudiogram

Pour tout renseignement, nous restons à votre écoute



+33 3 26 47 92 46



support@iaudiogram.com